

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Физико-технический факультет
Кафедра теоретической и ядерной физики





«Основы производства радиоактивных изотопов»

# **Лекция 9. Контроль качества** радиоактивных изотопов.


и.о. доцента кафедры теоретической и ядерной физики PhD Зарипова Ю.А.

#### Физико-химический контроль качества













chemical purity





### Биологический контроль качества





Sterility

apyrogenicity

Апирогенностью называется отсутствие в инъекционных растворах продуктов метаболизма микроорганизмов - так называемых пирогенных веществ, или пирогенов.

#### Классификация показателей контроля качества




#### Подлинность

по радионуклиду

по молекуле

#### Идентификацию РН проводят:

- по спектру ( $\gamma$ -, $\beta$  и рентг. излучение);
- слою половинного ослабления (β-излучение);
- периоду полураспада (любое излучение).





Прецизионный жидкостный хроматограф Agilent  $Technologies\ Infinity^I$ 



Система тонкослойной хроматографии mini GITA Star<sup>1</sup>



Газовый хроматограф  $Agilent^1$ 

С точки зрения чистоты радиофармацевтического препарата выделяют радионуклидную, радиохимическую и химическую чистоту


Радионуклидная чистота (РНЧ) — это отношение активности основного радионуклида к общей активности препарата:

$$PHH = \frac{A_{PH}}{A_{P\Phi\Pi}} \cdot 100 \%.$$

Радионуклидные примеси (РНП) — примеси других радионуклидов. Активность обнаруженной примеси приводят в процентах по отношению к активности основного РН в препарате на определенную дату:

$$PH\Pi = \frac{A_{\text{примеси}}}{A_{PH}} \cdot 100 \%.$$

#### multi-channel analyzer



Detector Name: DET01 Sample Title: FDG

Peak Analysis Performed on: 2014/2/22 09:58:32 AM

Peak Analysis From Channel: 35 Peak Analysis To Channel: 1024

Tentative NID Library: C:\GENIE2K\CAMFILES\GMSF18.NLB

Peak Match Tolerance : 20.000 keV

				Peak Centroid				Continuum Counts	
F	1	81-	114	100.51	159.69	3.85E+002	49.55	1.90E+003	
F	2	232-	300	267.05	500.30	6.78E+003	93.32	1.17E+003	F-18
F	3	510-	558	532.89	1043.97	4.34E+002	28.51	2.70E+002	


С точки зрения чистоты радиофармацевтического препарата выделяют радионуклидную, радиохимическую и химическую чистоту

Радиохимическая чистота (РХЧ) — основной показатель качества РФП, определяющий фармакокинетику препарата и достоверность получаемой медицинской информации. Радиохимическая чистота — это отношение активности радионуклида, который присутствует в препарате в устойчивой химической форме основного вещества, к общей активности радионуклида в этом препарате:

$$PXH = \frac{A_{PH, \text{ och}}}{A_{PH}} \cdot 100 \%$$

Радиохимические примеси (РХП) — это примеси химических соединений, отличных от основного вещества, составляющего препарат, но содержащих тот же радионуклид:

$$PXY = \frac{A_{PH, \Pi p \mu M e C \mu}}{A_{PH}} \cdot 100 \%.$$



# С точки зрения чистоты радиофармацевтического препарата выделяют радионуклидную, радиохимическую и химическую чистоту

Химический контроль включает:

- описание внешнего вида, прозрачности (для растворов) и цветности лекарственной формы  $P\Phi\Pi$ ;
- сведения о растворимости для твердых лекарственных форм (лиофилизатов, капсул);
- установление подлинности и количественного содержания основного вещества;
- установление подлинности и количественного содержания добавок, стабилизаторов и консервантов (вспомогательных веществ);
- измерение рН и определение других физико-химических характеристик препарата;
- определение нормируемого содержания возможных химических примесей.



colorless/clear



99mTc-sulfur colloid

amber/slight turbid



<sup>99m</sup>Tc-microsphere

yellowish/turbid

## В таблице приведена периодичность проверки качества в зависимости от срока годности РФП.

No	Срок годности	Периодичность проверки качества			
1	До 40 минут включительно	На время изготовления			
2	Свыше 40 минут до 5 суток включительно	На время изготовления и конец срока годности			
3	Свыше 5 суток до 10 суток включительно	На дату изготовления и конец срока годности			
4	Свыше 10 суток	На дату изготовления в середине и в конце срока годности			

### СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

